

Nouveauté

Gamme
XL XS



Gamme de coussins et
accessoires de positionnement,
en microbilles de polystyrène de faible granulométrie



Care Spirit

Les règles du positionnement

Pour un décubitus dorsal :

- relever le buste et les jambes en donnant au sommier un angle de 30°.

Pour un décubitus latéral droit ou gauche :

- Le patient est positionné de telle manière que son corps forme un angle de 30° avec le matelas et bénéficie d'un soutien dorsal à l'aide d'un coussin présentant un angle de 30° ajustable.
- Il importe que le périnée ne soit pas en contact avec le matelas.
- Les jambes sont fléchies au minimum au niveau des hanches et des genoux.
- La jambe supérieure est posée à l'arrière de l'autre jambe avec une flexion de 30° au niveau de la hanche et de 35° au niveau du genou.



Protection

Des housses en polyuréthane bi-élastique ou en coton sont disponibles pour chaque modèle de coussin, excepté la talonnière.



CAREWAVE
première gamme de coussins conformes à la norme NF EN ISO 12952 - parties 1 à 4

Nos références

COUSSINS	Références				Dimensions gamme	Protection Supplémentaire	
	Gamme XL	Gamme XS	Lot de 2 demi	soudé		Réf.: Polyuréthane	Réf.: en Coton
UNIVERSEL	NEG 0381	NEG 0847	NEG 0434	NEG 0720	XL : 60x40cm XS : 45x30cm	NEG 0401 NEG 0861	NEG 0406 NEG 0871
TRIANGULAIRE	NEG 0497	NEG 0853		NEG 0000	XL : 60x40cm XS : 42x25cm	NEG 0504 NEG 0866	NEG 0505 NEG 0876
DEMI LUNE	NEG 0382	NEG 0848		NEG 0721	XL : 180x30cm XS : 142x25cm	NEG 0402 NEG 0862	NEG 0407 NEG 0872
DECHARGE TALONNIERE	NEG 0552				XL : 90x15cm		
DECUBITUS LATERAL	NEG 0383	NEG 0849		NEG 0671	XL : 180x30cm XS : 140x26cm	NEG 0403 NEG 0863	NEG 0408 NEG 0873
SEMI FOWLER	NEG 0498	NEG 0852			XL : 70x56x14cm XS : 50x35x20cm	NEG 0506 NEG 0865	NEG 0507 NEG 0875
BOUE	NEG 0384	NEG 0846			XL : 130x20cm XS : 106x15cm	NEG 0404 NEG 0860	NEG 0409 NEG 0870
CYLINDRIQUE	NEG 0385	NEG 0850	NEG 0435		XL : 70x17cm XS : 45x14cm	NEG 0405 NEG 0864	NEG 0410 NEG 0874
ABDUCTION	NEG 0532	NEG 0854			XL : 15x30x20cm XS : 12x23cm	NEG 0867	NEG 0877
OS	NEG 0918	NEG 0856			XL : 34x24x10cm XS : 28x19x8cm	NEG 0869	NEG 0879
TALONNIERE	NEG 0386	NEG 0851			XL : 90x15cm		
HEMI CARE	NEG 0733	NEG 0855				NEG 0868	NEG 0878

Caractéristiques techniques

Homologation Feu
NF EN 597 Partie 1
NF EN 597 Partie 2
conforme à l'article L123
(janv. 2005)

Enveloppe	Tissu bi-élastique polyamide (47%) enduit de polyuréthane (53%) Traitement antibactérien dans la masse de l'enduction
Garnissage	100% polystyrène
Entretien	Épongeage avec détergents habituels Ne pas stériliser en autoclave Ne pas chlorer Pas de nettoyage à sec Séchage en machine basse température

Un entretien aisé

Patient sans risque infectieux.

Nettoyage quotidien :

Lors du changement des draps, il suffit de nettoyer la surface des coussins CAREWAVE, avec un ammonium quaternaire ou LE SURFACE HAUTE du laboratoire ANIOS.

ANIOS

Au changement de patient :

Nettoyer les coussins CAREWAVE avec une lotion décontaminante non chlorée et respecter le temps de contact.

Patient à risque infectieux.

Nettoyage quotidien :

Lors du changement des draps, il suffit de nettoyer la housse avec une lotion décontaminante avant de remettre un drap propre.

Au changement de patient :

Nettoyer les coussins CAREWAVE avec une lotion décontaminante non chlorée et respecter le temps de contact.