

Masque chirurgical – Noir – Type IIR

Visuel & Utilisation :



COMMENT BIEN PORTER LE MASQUE CHIRURGICAL ?

- Lavez-vous les mains avant de mettre votre masque, ainsi qu'avant de l'enlever et après l'avoir fait.
- Placer le masque sur le visage, le bord rigide vers le haut et l'attacher.
- Pincer la barrette nasale avec les deux mains pour l'ajuster au niveau du nez.
- Abaisser le bas du masque sous le menton. Assurez-vous qu'il couvre à la fois votre nez, votre bouche et votre menton.
- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains et ne pas le placer en position d'attente sous le menton ou sur le front, pour éviter de contaminer l'intérieur du masque.
- Lorsque vous enlevez votre masque, placez-le dans un sac en plastique propre et jetez-le dans une poubelle.

Fiche Technique :

Masque chirurgical Type IIR : **filtrant (98% de particules de 3 microns) et respirant ;**

Couleur noire

Masque à usage unique

Barrette nasale pliable et ajustable ;

Masque sanitaire : norme EN 14683 ;

Marquage CE

Conditionnement :



- Boîte de 50 pièces
- Colis de 50 boîtes
- Colis de 2500 pièces
- Palette de 40 000 pièces
- Palette de 800 boîtes

VISUEL BOÎTE

