

## ENV02 : ENVELOPPE BACTERIOSTATIQUE POUR LES SECOURS



Enveloppe parfaitement hygiénique, décontaminable, isolante contre le froid et particulièrement confortable. A usage des premiers secours, des ambulanciers et des services d'urgence.

Recouvre et protège le patient en l'isolant du froid. Se plie pour recouvrir le corps. Fermeture et réglage par bande velcro, capuche fermée par velcros pour couvrir le patient. ZIP double ouverture sur les 2 côtés pour passage des fluides et soins secours. Bande fluorescente jaune pour une meilleure visibilité. (dimension 150 x 200 cm).

Maintient le patient au chaud grâce à la performance thermique de la fibre technique.

Enveloppe bactériostatique en polyester enduit polyuréthane souple et confortable. Anti-Feu M1. Garnissage 100% fibre polyester.

Respirant : facilite les échanges d'air, s'adapte à la chaleur du corps.

Imperméable : barrière aux liquides, ne laisse pas passer les sécrétions.

Bactériostatique : traitement Anti-bactériens aux Ions argent

Entretien : par spray décontaminant, lingette ou en machine jusqu'à 90°C

Nous recommandons l'utilisation des produits bactéricides surface haute du laboratoire ANIOS



Sarl GetC CLINIBED. 1, rue Leuridan-Noclain. 59150 Wattrelos – FRANCE

Tél : +33(0) 320-02-23-60 Fax : +33(0) 320-02-23-50

[clinibed@clinibed.com](mailto:clinibed@clinibed.com) - [www.clinibed.com](http://www.clinibed.com)