


TABLIERS ANTI X WIROMA

[Bien prendre les mesures pour choisir le tablier approprié](#)

Tabliers demi-chasubles et chasubles

5 TAILLES : DU XS AU XL




Mesurer le tour de poitrine et le tour de ventre A ou B. Ne garder que la valeur la plus importante. Regarder dans le tableau de correspondance la taille associée à la mesure retenue.

Mesure A ou B	Taille
de 90 à 99 cm	X Small
de 100 à 109 cm	Small
de 110 à 119 cm	Medium
de 120 à 129 cm	Large
de 130 à 139 cm	X Large

Ensembles vestes et jupes


5 TAILLES : DU XS AU XL



Les tabliers vestes

Mesurer le tour de poitrine et le tour de ventre A ou B. Ne garder que la valeur la plus importante. Regarder dans le tableau de correspondance la taille associée à la mesure retenue.

Mesure A ou B	Taille
de 90 à 99 cm	X Small
de 100 à 109 cm	Small
de 110 à 119 cm	Medium
de 120 à 129 cm	Large
de 130 à 139 cm	X Large



Les tabliers jupes

Mesurer le tour de taille C. Regarder dans le tableau de correspondance la taille associée à la mesure retenue.

Mesure C	Taille
de 85 à 94 cm	X Small
de 95 à 104 cm	Small
de 105 à 114 cm	Medium
de 115 à 124 cm	Large
de 125 à 134 cm	X Large

Types de revêtement

Revêtement Nylon – Traité anti bactérien – Haute résistance

Revêtement réputé pour sa résistance et sa longévité, utilisé depuis toujours sur les tabliers Wiroma

Surface décontaminable avec spray ou lingettes

5 coloris disponibles :




Revêtement haute résistance




104 Vert pétrole



106 Bleu foncé



108 Bleu



110 Rouge foncé




112 Turquoise

Revêtement Polyuréthane Magic – Traité anti bactérien – Etanche

Revêtement parfaitement lisse recommandé pour un usage en salle vasculaire ou au bloc opératoire

Surface décontaminable avec spray ou lingettes

8 coloris disponibles :



Revêtement étanche



204 Vert pétrole



208 Bleu



209 Brun rouge



211 Bordeaux



213 Violet



216 Gris



217 Olive



218 Bleu glacé